

だ液による消化のはたらき

はじめ

1 . A ~ D の 4 本の試験管にデンプン溶液を入れる。

2 . A と B の試験管にはだ液を加える。
(C と D の試験管には A と B と体積が同じになるように水を入れる)

3 . A ~ D の試験管を 40 くらいのお湯に入れ , 5 ~ 10 分温める。

4 . A と C の試験管にヨウ素液を加え , 色の変化を観察する。

5 . B と D の試験管にベネジクト液を加えた後加熱し , 色の変化を観察する。
(加熱する前に沸騰石を入れる)

6 . 観察した結果をワークシートに記入する。

おわり